

Pe Coniugato Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd263/Trail-R3 Per Fc - O14798

Numero articolo: CM0004557

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting umano CD263/TRAIL-R3 (recettore esca 1). Progettato per la citometria a flusso (FC) per rilevare TRAIL-R3 sulle superfici cellulari. Facilita la ricerca sull'apoptosi e sul cancro. - O14798

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniugato Coniglio anti-Umano CD263/TRAIL-R3 mAb
Note/Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR
Specie	Umano
GeneID (umano)	8794
GeneID	8794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-235 del CD263/TRAIL-R3 umano (NP_003832.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio