

Pe Coniglio Anti-Umano Cd270/Hvem Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q92956

Numero articolo: CM0011683



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE contro CD270/HVEM umano (TNFRSF14), validato per la citometria a flusso. Adatto per l'analisi della costimolazione delle cellule T, della segnalazione dei checkpoint immunitari e dell'ingresso dell'herpesvirus in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD270/HVEM mAb
Osservazioni/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF recettore superfamiglia membro 14
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8764
Gene ID	8764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-162 del CD270/HVEM umano (NP_003811.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q92956
Peso Proteico	21kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio