

Monoclonale Anticorpo Pe Conigliato Anti-Umano Cd275/B7-H2/ICOSL Per Fc - O75144

Numero articolo: CM0005824



introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato PE contro CD275/B7-H2/ICOSL umano, specificamente progettato per citometria a flusso (FC). Ideale per lo studio della costimolazione dei linfociti T, dell'attivazione dei linfociti B e della transmigrazione dei neutrofili nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human CD275/B7-H2/ICOSL
Note/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Specie	Umana
ID gene (Umano)	23308
ID gene	23308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-256 di CD275/B7-H2/ICOSL umano (NP_056074.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O75144
Peso proteico	20kDa/33kDa/34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio