


Pe Monoclonale Anticorpo Rabbit Anti-Uomo Cd28 Per Citometria A Flusso - P10747

Numero articolo: CM0007950



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato PE che mira CD28 umano (Tp44), un recettore costimolatorio chiave dei linfociti T. Adatto per applicazioni di citometria a flusso su campioni umani per studiare attivazione, proliferazione e produzione di citochine dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human CD28 mAb
Note / Alias	Tp44
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	940
ID gene	940
Immunogeno	Proteina ricombinante della lunghezza completa di CD28 umano (P10747).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P10747
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio