

Pe Coniglio Anti-Umano Cd282/TLR2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - O60603

Numero articolo: CM0008074



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che targeting TLR2/CD282 umano per citometria a flusso (FC). Validato per la reattività crociata umana, ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD282/TLR2 mAb
Osservazioni/Alias	TIL4; CD282
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7097
GeneID	7097
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 290-390 del TLR2 umano (NP_003255.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio