


Pe Coniglio Anti-Umano Cd30 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P28908

Numero articolo: CM0009266



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio anti-CD30 umano, progettato per la citometria a flusso (FC). Rileva il CD30 in campioni umani; il CD30 è un recettore coinvolto nella regolazione della crescita cellulare e della segnalazione NF-kappa-B. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD30 mAb
Osservazioni/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	943
GeneID	943
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-379 del CD30 umano (NP_001234.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio