


Anticorpo Monoclonale PE Di Coniglio Anti-Cd300 A/C Umano Per Fc - Q9Ugn4 / Q08708

Numero articolo: CM0012054



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD300a/c umano (IRC1/IRC2, CLM-8) per citometria a flusso. Validato per la reattività crociata con l'uomo. Adatto per l'immunofenotipizzazione e gli studi funzionali delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale PE di coniglio anti-CD300 a/c umano
Note/alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Specie	Umano
GeneID (umano)	11314/10871
GeneID	11314/10871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-178 di CD300a umano (NP_009192.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante