

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd301/Clec10A Per Fc - Q8Iun9

Numero articolo: CM0011591



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che mira al recettore lectina di tipo C umano CD301/CLEC10A, per citometria a flusso. Convalidato su campioni umani, consente il rilevamento di cellule mieloidi e la profilazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD301/CLEC10A
Note/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10462
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-316 di CD301/CLEC10A umano (NP_878910.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8IUN9
Peso Proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio