

## Pe Monoclonale Anticorpo Di Coniglio Anti-Umano Cd303/Bdca-2 Per Fc - Q8Wtt0

Numero articolo: CM0011006



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD303/BDCA-2 (CLEC4C) umano, validato per citometria a flusso. Questo anticorpo riconosce un recettore lectina di tipo C sulle cellule dendritiche plasmacitoidi coinvolto nella cattura dell'antigene e nella regolazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | PE mAb anti-umano CD303/BDCA-2 di coniglio                                                                                                                 |
| Note/Alias          | DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150                                                                                              |
| Specie              | Umana                                                                                                                                                      |
| GeneID (umano)      | 170482                                                                                                                                                     |
| GeneID              | 170482                                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-213 di CD303/BDCA-2 umano (NP_569708.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                      |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                                                      |
| SWISS               | Q8WTT0                                                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 21kDa/25kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                          |