


Mab Pe Di Coniglio Anti-Cd32 Umano - P12318

Numero articolo: CM0011272



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD32 umano coniugato con PE per citometria a flusso (FC). Riconosce il recettore Fc dell'IgG a bassa affinità FCGR2A (CD32A, FcγRIIa) sulle cellule mieloidi. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD32 umano
Note/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
Specie	Umano
GeneID (umano)	2212
GeneID	2212
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-218 del CD32 umano (NP_001129691.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P12318
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante