

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Pe Anti-Cd33 Umano Per Fc - P20138

Numero articolo: CM0009428



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro il CD33 umano (Siglec-3), per citometria a flusso. Reagisce con le cellule della linea monocitaria e mieloide umana. Ideale per la ricerca in immunologia e immuno-oncologia. - P20138

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PE anti-CD33 umano
Note/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	945
GeneID	945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-259 del CD33 umano (NP_001763.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P20138
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante