

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Coniglio Anti-Umano Cd335/Nkp46 Per Fc - 076036

Numero articolo: CM0010251



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD335/NKp46 umano (recettore 1 scatenante la citotossicità naturale). Validato per la citometria a flusso, ideale per il fenotipaggio delle cellule NK, studi di attivazione e ricerca in immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD335/NKp46 coniugato PE
Note/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9437
ID Gene	9437
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	076036
Peso Proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio