

## Pe Coniglio Anti-Umano Cd336/Nk-P44 Mab Per Fc - O95944

Numero articolo: CM0009208



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting umano CD336/NK-p44, convalidato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il dominio extracellulare di questo recettore di attivazione delle cellule NK; utile per la ricerca di immunologia tumorale. Peso molecolare previsto: 31 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PE Coniglio anti-Umano CD336/NK-p44 mAb                                                                                                                          |
| Osservazioni/Alias    | LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1                                                                                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                            |
| GeneID (umano)        | 9436                                                                                                                                                             |
| GeneID                | 9436                                                                                                                                                             |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli agli aminoacidi 22-190 dell'umano CD336/NK-p44 (NP_004819.2). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                                                         |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                                            |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                                                            |
| SWISS                 | O95944                                                                                                                                                           |
| Peso Proteico         | 31kDa                                                                                                                                                            |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                               |