

Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato Conio Anti-Cd34 Umano Per Citometria A Flusso - P28906

Numero articolo: CM0008111

introduzione

Anticorpo monoclonale PE coniugato conio anti-CD34 umano per citometria a flusso. Rileva il CD34 umano, un marcatore di cellule progenitrici ematopoietiche, su cellule staminali e cellule endoteliali. Adatto per applicazioni FC. SWISS: P28906.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb PE coniugato conio anti-CD34 umano
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Umano
GenID	947 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-290 del CD34 umano (NP_001020280.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28906
Peso Proteico	35kDa/41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio