


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd352/Slamf6 Per Fc - Q96Du3

Numero articolo: CM0011073



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE specifico per CD352/SLAMF6 umano. Progettato per applicazioni di citometria a flusso nella ricerca sulle cellule immunitarie. Non è riportata reattività crociata con altre specie. 24-37 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo monoclonale PE coniglio anti-umano CD352/SLAMF6
Note/Alias	KALI, NTBA, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	114836
ID genico	114836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-215 di CD352/SLAMF6 umano (NP_001171643.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96DU3
Peso proteico	24kDa/37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio