

## Pe Coniugato Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd353/Slamf8 Per Fc - Q9P0V8

Numero articolo: CM0011119

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD353/SLAMF8 umano, validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sulla linea dei linfociti B e sulla segnalazione del recettore delle cellule B. Ideale per indagare l'attivazione dei linfociti B e la modulazione della segnalazione del BCR.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PE Coniugato Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano CD353/SLAMF8                                                               |
| Note/Alias            | BLAME; CD353; SBB142                                                                                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                                                |
| GeneID (Umano)        | 56833                                                                                                                                |
| GeneID                | 56833                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-123 del CD353/SLAMF8 umano (NP_064510.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                |
| Applicazione          | FC (Citometria a Flusso)                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                                |
| SWISS                 | Q9P0V8                                                                                                                               |
| Peso Proteico         | 32kDa                                                                                                                                |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                |