

Pe Coniglio Anti-Umano CD361 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P34910

Numero articolo: CM0009415

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting umano CD361 (EVI2B, EVDB) per citometria a flusso. Cross-reattiva con campioni umani; adatto per studi di differenziazione dei granulociti e cellule progenitrici ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD361 mAb
Note/Alias	EVDB; CD361; D17S376
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 22-199 del CD361 umano (NP_006486.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P34910
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio