


Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd38 Umano Per Fc - P28907

Numero articolo: CM0008369



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CD38 umano, progettato per la citometria a flusso. Riconosce specificamente il CD38 umano, un enzima e recettore multifunzionale coinvolto nella segnalazione del calcio e nella regolazione immunitaria. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD38 umano
Note/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	952
ID Gene	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (P28907).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28907
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio