

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd39/Entpd1 Per Citometria A Flusso - P49961

Numero articolo: CM0008911

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD39/ENTPD1 umano (CD39, NTPDase1). Convalidato per citometria a flusso (FC). Ideale per lo studio della funzione delle ectonucleotidasi, la regolazione immunitaria e l'aggregazione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano CD39/ENTPD1
Annotazioni/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	953
GeneID	953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 255-442 di CD39/ENTPD1 umano (NP_001767.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P49961
Peso proteico	34kDa/42kDa/46kDa/57kDa/58kDa/59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio