


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd4 Umano Coniugato A Pe Per Fc - P01730

Numero articolo: CM0009094



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE mirato al CD4 umano (T4/Leu-3), validato per la citometria a flusso. Essenziale per la profilazione delle cellule immunitarie, la ricerca sulle cellule T helper e gli studi sull'HIV. Swiss-Prot: P01730.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-CD4 umano mAb
Osservazioni/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
GeneID (Umano)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-207 del CD4 umano (NP_000607.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio