


Pe Coniglio Anti-Umano Cd40 Mab Per Fc - P25942

Numero articolo: CM0004731



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting CD40 umano (TNFRSF5/Bp50/CDW40) per citometria a flusso. Validato per la ricerca sulle cellule B e sui carcinomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD40 mAb
Note/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	958
Gene ID	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-193 del CD40 umano (NP_001241.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P25942
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio