

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd42B Per Citometria A Flusso - P07359

Numero articolo: CM0010136



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE contro CD42b umano (GP1BA) per citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulla biologia delle piastrine e l'emostasi. Riconosce CD42b umano; peso proteico: 71 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano CD42b
Annotazioni/Alias	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alfa; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalfa; VWDP; catena alfa della glicoproteina piastrinica Ib
Specie	Umana
GenelD (Umana)	2811
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P07359
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio