

Pe Coniglio Anti-Umano Cd42D/Gpv Mab Per Fc - P40197

Numero articolo: CM0008463

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirato al CD42d/GPV umano (P40197), validato per la citometria a flusso (FC). Parte del complesso GPIb-V-IX che media l'adesione delle piastrine e l'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD42d/GPV mAb
Osservazioni/Alias	GPV; CD42d
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2814
GenelD	2814
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-477 del CD42d umano (NP_004479.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P40197
Peso Proteico	61 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio