

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd43 Coniugato Con Pe Per Fc - P16150

Numero articolo: CM0005033

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD43 coniugato con PE, validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce la leucosialina umana, una sialoproteina di superficie dei leucociti coinvolta nell'attivazione e nella migrazione delle cellule T. Ideale per studi di immunologia e profilazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-umano CD43 mAb
Osservazioni/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
Specie	Umano
GeneID (umano)	6693
GeneID	6693
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CD43 umano (NP_003114.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16150
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio