

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd44 Umano Per Fc - P16070

Numero articolo: CM0010630



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD44 umano, adatto per la citofluorimetria (FC). Riconosce l'antigene CD44 umano; ideale per lo studio dell'adesione e della migrazione cellulare e dell'homing dei linfociti nella ricerca immunologica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD44 umano
Note/Alias	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; antigene CD44
Specie	Umano
ID del gene (umano)	960
ID del gene	960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-178 del CD44 umano (NP_000601.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16070
Peso della proteina	82 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante