

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd44V6 Umano Coniugato Pe Per Fc - P16070

Numero articolo: CM0012028



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro CD44V6 umano per citometria a flusso. Rileva l'antigene CD44, un recettore dell'ialuronato coinvolto nell'adesione cellulare, nell'homing dei linfociti e nella progressione tumorale. Ideale per applicazioni di ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD44V6 umano PE
Note/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	960
GeneID	960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 223-267 del CD44V6 umano (P16070)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16070
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio