

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd48 Umano Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P09326

Numero articolo: CM0010296



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD48 umano coniugato con PE, un regolatore immunitario ancorato al GPI, progettato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione dei linfociti, della citotossicità delle cellule NK e della formazione della sinapsi immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD48 umano coniugato con PE
Note/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Specie	Umano
ID del gene	962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-220 del CD48 umano (NP_001769.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P09326
Peso della proteina	19kDa/28kDa
Spedizione	Borsa refrigerante