


Mab Pe Coniglio Anti-Cd5 Umano Per Fc - P06127

Numero articolo: CM0004995



introduzione

Anticorpo monoclonale PE coniglio anti-CD5 umano per citometria a flusso. Riconosce la proteina umana CD5 (T1/Leu-1), un recettore linfoidico specifico presente sulle cellule T e sulle cellule B1a. Adatto per studi di immunofenotipizzazione e regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-CD5 umano
Annotazioni/Alias	CD5; LEU1; T1; molecola CD5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	921
GeneID	921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 della CD5 umana (NP_055022.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06127
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio