


Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd52 Per Citometria A Flusso - P31358

Numero articolo: CM0012305



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE contro CD52 umano (CAMPATH-1, HE5) per citometria a flusso. Specifico per CD52 umano, una glicoproteina ancorata a GPI (~7 kDa) presente su linfociti e cellule epididimali. Adatto per la ricerca in immunologia e biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human CD52
Annotazioni/Alias	HE5; CDW52; EDDM5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1043
GeneID	1043
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-61 di CD52 umano (NP_001794.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P31358
Peso proteico	7kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio