


Pe Coniglio Anti-Umano Cd55 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P08174

Numero articolo: CM0005328



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio contro CD55 umano (DAF, CR) per citometria a flusso. Riconosce il CD55 umano, un regolatore del complemento e recettore virale. Adatto per campioni umani. UniProt P08174.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD55 mAb
Osservazioni/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1604
Gene ID	1604
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P08174
Peso Proteico	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio