

Pe Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd56/Ncam1 Per Fc - P13591

Numero articolo: CM0009791



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia la proteina umana CD56/NCAM1 per applicazioni di citometria a flusso. Ideale per studiare l'adesione delle cellule neuronali, la profilazione delle cellule immunitarie e le interazioni ospite-virus nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano CD56/NCAM1
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umana
ID gene	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-413 di CD56/NCAM1 umano (NP_851996.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13591
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio