

Pe Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd6 Per Citometria A Flusso - P30203

Numero articolo: CM0010448



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE contro CD6 umano, per citometria a flusso.

Immunogeno: CD6 umano ricombinante (aa 18-364). Reagisce con cellule T umane, cellule NK, cellule B-1. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-umano CD6 mAb
Osservazioni/Alias	CD6; TP120; molecola CD6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	923
GeneID	923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 18-364 del CD6 umano (NP_006716.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P30203
Peso proteico	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio