


Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd62E/E-Selectina Umana Per Fc - P16581

Numero articolo: CM0012771



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD62E/E-Selectina umana per la citometria a flusso. Validato per la ricerca sull'immunoadesione e sull'infiammazione, reagisce specificamente con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale PE di coniglio anti-CD62E/E-Selectina umana
Note/Alias	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e
Specie	Umana
GeneID (umano)	6401
GeneID	6401
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-230 della CD62E/E-Selectina umana (NP_000441.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P16581
Peso della proteina	66 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante