

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd62L/L-Selectina Umano Coniugato Con Pe Per Fc - P14151

Numero articolo: CM0008864



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro CD62L/L-Selectina umano (SELL). Validato per la citometria a flusso (FC). Rileva una proteina di 42 kDa/43 kDa coinvolta nell'adesione e nel reclutamento dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD62L/L-Selectina umano coniugato con PE
Note/alias	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-selectina
Specie	umana
ID del gene (umano)	6402
ID del gene	6402
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-332 della CD62L/L-Selectina umana (NP_000646.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P14151
Peso della proteina	42 kDa/43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante