

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd62P/P-Selectina Coniugato Con Pe Per Fc - P16109

Numero articolo: CM0010706



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE è mirato al CD62P umano (P-selectina), un recettore di adesione dei leucociti coinvolto nell'infiammazione. Validato per la citometria a flusso (FC) con reattività crociata umana. Adatto per studi immunologici e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-umano CD62P/P-selectina mAb
Osservazioni/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Specie	Umano
GeneID	6403
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-771 della CD62P/P-selectina umana (NP_002996.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16109
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio