


Pe Coniglio Anti-Umano Cd63 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P08962

Numero articolo: CM0004456



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting CD63 umano (LAMP-3, ME491), validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare, la segnalazione delle integrine, il melanoma e la biologia delle tetraspanine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD63 mAb
Note/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	967
Gene ID	967
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-238 del CD63 umano, NP_001771.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P08962
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio