

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd66A/Ceacam1 Umano Coniugato Con Pe Per Fc - P13688

Numero articolo: CM0011413



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD66a/CEACAM1 umano e validato per la citometria a flusso. Adatto alla ricerca immunologica sull'adesione cellulare, sulla regolazione dei checkpoint immunitari e sull'immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD66a/CEACAM1 umano coniugato con PE
Note/alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molecola di adesione cellulare 1 correlata all'antigene carcinoembrionario
Specie	Umano
GeneID (umano)	634
GeneID	634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-428 di CD66a/CEACAM1 umano (NP_001703.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13688
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante