

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd7 Umano Coniugato Pe Per Citometria A Flusso - P09564

Numero articolo: CM0010572

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE diretto contro il CD7 umano (GP40, TP41). Validato per la citometria a flusso, rileva il marcatore delle cellule T e delle cellule NK. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD7 umano coniugato PE
Note/alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Specie	Umano
GeneID (umano)	924
GeneID	924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-180 del CD7 umano (NP_006128.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P09564
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Con borsa di ghiaccio