

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd72 Umano Per Citometria A Flusso - P21854

Numero articolo: CM0009547

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD72 umano coniugato con PE di alta qualità, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per l'immunofenotipizzazione di sottopopolazioni di cellule B e lo studio della segnalazione BCR. Specifico per CD72 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD72 umano
Note/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molecola CD72
Specie	Umano
GeneID	971 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-359 del CD72 umano (NP_001773.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P21854
Spedizione	Borsa di ghiaccio