

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd79B/Igβ Coniugato A Pe Per Fc - P40259

Numero articolo: CM0011291



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per CD79b/Igβ umano, coniugato a PE per citometria a flusso. Rileva la catena beta della proteina associata al complesso del recettore dell'antigene delle cellule B nelle cellule B umane. Swiss-Prot P40259.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-umano CD79b/Igβ mAb
Osservazioni/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; molecola CD79b
Specie	Umano
GeneID (Umano)	974
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-159 del CD79b/Igβ umano (NP_000617.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P40259
Peso proteico	14kDa/26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio