


Anticorpo Monoclonale Pe Rabbit Anti-Human Cd8 Polymab® Per Fc - P01732 / P10966

Numero articolo: CM0010076



introduzione

Anticorpo monoclonale PolymAb® coniugato con PE, di origine rabbit, anti-umano CD8 per citometria a flusso (FC). Rileva le catene alfa e beta di CD8 (UniProt: P01732, P10966) con reattività crociata umana. Peso molecolare: 26 kDa/24 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human CD8 PolymAb®
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; IMD116; CD8alpha; LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta.
Specie	Umana
GenID	925/926
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01732/P10966
Peso proteico	26 kDa/24 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio