

Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd80/B7-1 Umano Per Fc - P33681

Numero articolo: CM0005506



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che mira al CD80 umano (B7-1), validato per la citometria a flusso. Il CD80 è una molecola costimolatoria chiave sulle cellule che presentano l'antigene, fondamentale per l'attivazione delle cellule T e la ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD80/B7-1 umano
Note/Alias	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1
Specie	Umano
GeneID (umano)	941
GeneID	941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-242 del CD80/B7-1 umano (NP_005182.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P33681
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio