


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd81 Umano Coniugato Pe Per Citometria A Flusso - P60033

Numero articolo: CM0004457



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato a PE mirante al CD81 umano, validato per la citometria a flusso. Rileva il CD81 sulle cellule immunitarie; peso molecolare 26kDa. Materiale primo IVD ideale per la ricerca e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-CD81 umano mAb
Osservazioni/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	975
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P60033
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio