

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd82 Umano Coniugato Pe Per Fc - P27701

Numero articolo: CM0009088



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che mira al CD82 umano (KAI1/TSPAN27), un soppressore della metastasi tetraspaninico. Validato per la citometria a flusso. Adatto per l'immunofenotipazione di cellule linfoidi e applicazioni di ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-CD82 umano mAb
Osservazioni/Alias	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3732
ID Gene	3732
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-267 del CD82 umano (NP_002222.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P27701
Peso proteico	27kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio