

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Pe Anti-Cd85D/E/I/J Umano Per Fc - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

Numero articolo: CM0011645



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD85d/e/i/j umano (LILRB2, LILRA3, LILRB1, LILRB4). Validato per la citometria a flusso, presenta reattività crociata con campioni umani. Ideale per la ricerca sulla tolleranza immunitaria e sui checkpoint.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PE anti-CD85d/e/i/j umano
Note/alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Specie	Umano
GeneID (umano)	10288/11026/11024/10859
GeneID	10288/11026/11024/10859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-461 di CD85d umano (NP_001074447.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante