

Pe Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd85I/J Per Fc - O75019 / Q8Nhl6

Numero articolo: CM0009808

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD85i/j (LILRA1, LIR6) umano per citometria a flusso. Validato per reattività umana, immunogeno proteico ricombinante, ~53kDa. Ideale per la ricerca immunologica e la profilazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human CD85i/j mAb
Note / Alias	LIR6; CD85i; LIR-6
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	11024/10859
ID Gene	11024/10859
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	O75019/Q8NHL6
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio