


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Umano Cd85j/Ilt2 (Lilrb1) Per Citometria A Flusso - Q8Nhl6

Numero articolo: CM0005003



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE che riconosce il recettore inibitorio CD85j/ILT2 (LILRB1) di classe I dell'MHC umano. Validato per citometria a flusso, adatto per la caratterizzazione delle cellule immunitarie e la ricerca sulle cellule natural killer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale PE Rabbit anti-Umano CD85j/ILT2
Note/Alias	LILRB1; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB; leukocyte immunoglobulin like receptor B1
Specie	Umano
ID Gene	10859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-458 di CD85j/ILT2 umano (NP_006660.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8NHL6
Peso Molecolare Proteina	49kDa/70kDa/71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio