


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Cd87/Plaur Per Fc - Q03405

Numero articolo: CM0010830



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE rivolto contro CD87/PLAUR umano. Validato per citometria a flusso. CD87/PLAUR è un recettore ancorato a GPI che recluta l'uPA e media la degradazione della matrice extracellulare e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human CD87/PLAUR
Annotazioni/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; plasminogen activator, urokinase receptor
Specie	Umano
ID gene (umano)	5329
ID gene	5329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-303 di CD87/PLAUR umano (NP_002650.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q03405
Peso proteico	37kDa/31kDa/32kDa/36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio