

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Umano Cd8B Per Citometria A Flusso - P10966

Numero articolo: CM0007946

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD8b umano (SWISS P10966). Validato per la citometria a flusso. Rileva la catena beta del CD8, un corecettore per le molecole MHC di classe I essenziale per l'attivazione dei linfociti T e la selezione timica. Adatto per l'immunofenotipizzazione dei linfociti T e la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb PE Rabbit anti-Umano CD8b
Note/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	926
GeneID	926
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-170 del CD8b umano (NP_004922.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P10966
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio