


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd9 Umano Coniugato Pe Per Citometria A Flusso - P21926

Numero articolo: CM0009271



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro il CD9 umano (tetraspanina-29), validato per la citometria a flusso. Il CD9 regola l'adesione cellulare, l'attivazione piastrinica e la biologia degli esosomi. Adatto per l'immunofenotipizzazione di cellule ematopoietiche ed epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-CD9 umano di coniglio coniugato PE
Note/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Specie	Umana
GeneID (Umano)	928
GeneID	928
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 del CD9 umano (NP_001760.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21926
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio